



Nalgene® quadratische PETG-Medienflaschen mit Verschluss

Artikelbilder

Beschreibung

Nalgene quadratische PETG-Medienflaschen mit Verschluss: Nicht steril, auf Tablett eingeschweißt Nalgene Rechteckige Medienflaschen aus PETG eignen sich zum Verpacken und Versenden von flüssigen Medien, Puffern und Seren. Die dickwandigen, langlebigen Flaschen zeichnen sich durch hervorragende Gasbarriereigenschaften aus. Kapazität (metrisch): 125 ml Kapazität (angloamerikanisch): 4,2 oz. Beschreibung: 125 ml, 38 – 430 Verschluss, auf Tablett verpackt Durchmesser (angloamerikanisch): 2.12 in. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 1.1 in. Innendurchmesser (metrisch) Hals: 28 mm Anzahl pro Karton: 96 Anzahl pro Packung: 24 Typ: Medienflasche Zertifizierung/Konformität: USP Klasse VI; FDA-Compliance 21 CFR Closure Included: Ja Verschlussgröße: 38 bis 430 mm Verschlussmaterial: HDPE Durchmesser (metrisch): 54 mm Zur Verwendung mit (Geräte): Aufbewahrung von Medien und Seren Graduated: Ja Höhe (angloamerikanisch): 4,3 in. Höhe (metrisch): 110 mm Öffnung: Eng Form: Quadratisch Unit Size: Case of 96

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-1017
Hersteller (Marke)	Nalgene

