



## Nalgene<sup>®</sup> quadratische PETG-Medienflaschen mit Verschluss

### Artikelbilder

---



## Beschreibung

---

Nalgene quadratische PETG-Medienflaschen mit Verschluss: Nicht steril, auf Tablett eingeschweißt Nutzen Sie für Verpackung und Versand von flüssigen Medien, Puffern und Seren die quadratischen Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-Medienflaschen mit Verschluss. Diese dickwandigen und robusten Flaschen stellen eine hervorragende Gassperre dar und sind speziell für die Aufbewahrung von Medien und Seren vorgesehen. Dicke und robuste Wände Bruchbeständig Bietet ausgezeichnete Barriereigenschaften für Gas In Schrumpffolientabletts Eingegossene Graduierungen Durchsichtige Flasche für eine einfache Identifizierung des Inhalts Nicht steril Auslaufsichert Garantie: 90 Tage Verschlussmaterial: HDPE Bezeichnung: 2000mL, 53B closure, tray pack Durchmesser (angloamerikanisch): 4.57 in. Innendurchmesser des Halses (angloamerikanisch): 1.5 in. Innendurchmesser des Halses (metrisch): 39mm Höhe (angloamerikanisch): 10.67 in. Verschlussgröße: 53B Öffnung: Narrow

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	CD-1021
Hersteller (Marke)	Nalgene

