



Nalgene[®] quadratische PETG-Medienflaschen mit Verschluss

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene quadratische PETG-Medienflaschen mit Verschluss: Nicht steril, auf Tablett eingeschweißt Nutzen Sie für Verpackung und Versand von flüssigen Medien, Puffern und Seren die quadratischen Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-Medienflaschen mit Verschluss. Diese dickwandigen und robusten Flaschen stellen eine hervorragende Gassperre dar und sind speziell für die Aufbewahrung von Medien und Seren vorgesehen. Dicke und robuste Wände Bruchbeständig Bietet ausgezeichnete Barriereigenschaften für Gas In Schrumpffolientabletts Eingegossene Graduierungen Durchsichtige Flasche für eine einfache Identifizierung des Inhalts Nicht steril Auslaufsichert Garantie: 90 Tage Kapazität (metrisch): 1 l Verschlussmaterial: HDPE Bezeichnung: 1000mL, 38-430 closure, tray pack Durchmesser (angloamerikanisch): 3.7 in. Innendurchmesser des Halses (angloamerikanisch): 1.1 in. Innendurchmesser des Halses (metrisch): 28 mm Höhe (angloamerikanisch): 8.67 in. Verschlussgröße: 38 bis 430 mm Durchmesser (metrisch): 94 mm Höhe (metrisch): 220 mm Öffnung: Narrow

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-1020
Hersteller (Marke)	Nalgene

