



Nalgene® quadratische PETG-Medienflaschen mit Verschluss

Artikelbilder

Beschreibung

Nalgene quadratische PETG-Medienflaschen mit Verschluss: Nicht steril, auf Tablett eingeschweißt Nalgene Rechteckige Medienflaschen aus PETG eignen sich zum Verpacken und Versenden von flüssigen Medien, Puffern und Seren. Die dickwandigen, langlebigen Flaschen zeichnen sich durch hervorragende Gasbarriereigenschaften aus. Kapazität (metrisch): 30 ml Kapazität (angloamerikanisch): 1 oz. Beschreibung: 30mL, 20-415 closure, tray pack Durchmesser (angloamerikanisch): 1.5 in. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 0.55 in. Innendurchmesser (metrisch) Hals: 14 mm Anzahl pro Karton: 280 Anzahl pro Packung: 40 Typ: Medienflasche Zertifizierung/Konformität: USP Klasse VI; FDA-Compliance 21 CFR Closure Included: Ja Verschlussgröße: 20 bis 415 mm Verschlussmaterial: HDPE Durchmesser (metrisch): 38 mm Zur Verwendung mit (Geräte): Aufbewahrung von Medien und Seren Graduated: Ja Höhe (angloamerikanisch): 2,5 in. Höhe (metrisch): 64 mm Öffnung: Eng Form: Quadratisch Unit Size: Case of 280

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-1015
Hersteller (Marke)	Nalgene

