



## Nalgene® zertifizierte HDPE-Weithalsflasche mit Polypropylen-Schraubverschluss

### Artikelbilder

### Beschreibung

Nalgene™ zertifizierte HDPE-Weithalsflasche mit Polypropylen-Schraubverschluss Da die Flaschen sich aufgrund ihrer robusten Konstruktion auch für die Belastungen bei Außeneinsätzen eignen, werden sie für wichtige Projekte empfohlen, bei denen die sichere Aufbewahrung und der Transport der Proben einen besonders hohen Stellenwert haben. Fassungsvermögen: 8 oz., 250 mL Kapazität (metrisch): 250 mL Kapazität (angloamerikanisch): 8 oz. Zertifizierungsparameter: Metals and water quality parameters Beschreibung: Nalgene WM HDPE Bottle Innendurchmesser (angloamerikanisch): 1.31 in. Enthält: Certified containers come with the following features: Certified to meet or exceed EPA performance-based standards for metals and water quality parameters; Certificate of Analysis (CofA) included in the case and barcoded with lot number for traceability; Anzahl pro Karton: 72 Verpackung: Case of 72 Ersatzverschluss: NA Transparenz: Translucent Zertifiziert: Metals and water quality parameters Verschlussfarbe: White Außendurchmesser (angloamerikanisch): 2.4 in. Füllstand: Certified Volumen bis Rand (angloamerikanisch): 10.1 oz. Volumen bis Rand (metrisch): 300 mL Zertifizierung/Konformität: Certified containers meet or exceed EPA performance-based standards for metals, cyanide, and fluoride; manufactured under an ISO certified quality management system. Verschlussgröße: 43 mm Verschlussmaterial: Leakproof Polypropylene Höhe (angloamerikanisch): 5.15 in. Unit Size: Case of 72

### Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-2194
Hersteller (Marke)	Nalgene

