



Nalgene[®] Weithals-Spritzflaschen, LDPE

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene Weithals-Spritzflaschen, LDPE Thermo Scientific Nalgene Weithals-Spritzflaschen aus LDPE besitzen eine weite Halsöffnung zum einfachen Befüllen und Schraubverschluss und Steigrohrhalterung sind aus einem Stück. Fassungsvermögen: 500 ml, 16 oz. Kapazität (angloamerikanisch): 16 oz. Beschreibung: Steigrohr aus Polypropylen-Copolymer Anzahl pro Karton: 24 Anzahl pro Packung: 4 Typ: Wash Bottle Closure Included: Yes Verschlussgröße: 53 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlusstyp: Screw Cap Graduated: No Höhe (angloamerikanisch): 8.5 in. Öffnung: Wide Form: Cylindrical Dispensierung durch den Verschluss: Yes Unit Size: Case of 24

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0601
Hersteller (Marke)	Nalgene

