



Nalgene[®] farbcodierte Unitary LDPE-Spritzflaschen

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene farbcodierte Unitary LDPE-Spritzflaschen Diese Thermo Scientific Nalgene Farbcodierten einheitlichen Spritzflaschen aus LDPE mit großer Öffnung sind vorverpackt, leicht zu bestimmen und einfach zu befüllen. Fassungsvermögen: 500 ml (16 oz.) Kapazität (angloamerikanisch): 16 oz. Beschreibung: Nalgene Unitary Spritzflaschensortiment mit Farbcode Anzahl pro Karton: 16 Anzahl pro Packung: 4 Typ: Wash Bottle Verschlussfarbe: Verschiedene Farben (rot, weiß, gelb, blau) Closure Included: Yes Verschlussgröße: 38 bis 415 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlusstyp: Schraube Graduated: No Öffnung: Wide Form: Cylindrical Dispensierung durch den Verschluss: No Unit Size: Case of 16

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0621
Hersteller (Marke)	Nalgene

