



Nalgene® LDPE-Flaschen mit Tropfpipette

Artikelbilder

Beschreibung

Nalgene LDPE-Flaschen mit Tropfpipette Thermo Scientific Nalgene LDPE-Flaschen mit Tropfpipette besitzen eine Pipette aus Polyethylen mit Neopren-Saugball. Fassungsvermögen: 2 oz., 60 mL Kapazität (metrisch): 60 mL Kapazität (angloamerikanisch): 2 oz. Farbe: Translucent, Contact Clear Anzahl pro Karton: 48 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Dropping Bottle Zertifizierung/Konformität: ISO 13485:2003 Verschlussgröße: 20 mm Verschlussmaterial: Polypropylene, Neoprene, PE stem Dropper Capacity: 60 mL Höhe (angloamerikanisch): 4.8 in. Öffnung: Narrow Form: Round Dispensierung durch den Verschluss: Yes Breite (angloamerikanisch): 1.52 in. Unit Size: Case of 48

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0614
Hersteller (Marke)	Nalgene

