



Nalgene[®] LDPE-Flaschen mit Tropfpipette

Artikelbilder

Beschreibung

Nalgene LDPE-Flaschen mit Tropfpipette Thermo Scientific Nalgene LDPE-Flaschen mit Tropfpipette besitzen eine Pipette aus Polyethylen mit Neopren-Saugball. Fassungsvermögen: 4 oz., 125 mL Kapazität (angloamerikanisch): 4 Unzen Farbe: Translucent, Contact Clear Anzahl pro Karton: 48 Anzahl pro Packung: 6 Typ: Dropping Bottle Zertifizierung/Konformität: ISO 13485:2003 Closure Included: Yes Verschlussgröße: 24 mm Verschlussmaterial: Polypropylene, Neoprene, PE stem Höhe (angloamerikanisch): 5.4 in. Öffnung: Narrow Form: Round Dispensierung durch den Verschluss: Yes Breite (angloamerikanisch): 1.99 in. Unit Size: Case of 48

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0615
Hersteller (Marke)	Nalgene

