



Nalgene® Teflon FEP-Tropfflaschen mit Tropfverschluss

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene Teflon FEP-Tropfflaschen mit Tropfverschluss und -kappe Thermo Scientific Nalgene FEP Tropfflaschen aus Teflon FEP sind mit einem Tropfverschluss aus Tefzel* ETFE und anhängender Verschlusskappe ausgestattet. Fassungsvermögen: 30 ml (1 oz.) Kapazität (metrisch): 30 ml Kapazität (angloamerikanisch): 1 oz. Beschreibung: Teflon FEP-Tropfflasche mit Tropfverschluss und -kappe Anzahl pro Karton: 4 Anzahl pro Packung: 1 Typ: Tropfen-Spenderflasche Zertifizierung/Konformität: USP-Klasse VI Closure Included: Ja Autoklavierbar: Autoklavierbar Verschlussmaterial: ETFE Verschlusstyp: Tropfverschluss und -kappe Graduated: Nein Höhe (angloamerikanisch): 3,9 in. Öffnung: Eng Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: Ja Unit Size: Case of 4

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0613
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	108724301

