



Nalgene® Tropfflaschen

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene Tropfflaschen Für eine genaue, zuverlässige und wiederholbare Dosierung verschiedener Reagenzien. Diese Tropfflaschen aus undurchsichtigem LDPE eignen sich optimal für lichtempfindliche Lösungen. Eine herausragende Alternative zu Pipettieren. Kapazität (metrisch): 15 ml Kapazität (angloamerikanisch): 0.5 oz. Beschreibung: LDPE-Tropfflasche Enthält: Dispensierspitze und Verschlüsse Anzahl pro Karton: 25 Anzahl pro Packung: 25 Typ: Tropfflasche Verschlussfarbe: Weiß Zertifizierung/Konformität: ISO 13485:2003 Closure Included: Ja Verschlussgröße: 15 bis 415 mm Verschlusstyp: Tropfkontrollspitze Dropper Capacity: 15 ml Drop Size: 40 µl Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: Ja Unit Size: Case of 25

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0702
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	228719050

