



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Nalgene® Tropfflaschen

44,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Nalgene Tropfflaschen Für eine genaue, zuverlässige und wiederholbare Dosierung verschiedener Reagenzien. Diese Tropfflaschen aus undurchsichtigem LDPE eignen sich optimal für lichtempfindliche Lösungen. Eine herausragende Alternative zu Pipettierern. Kapazität (metrisch): 15 ml Kapazität (angloamerikanisch): 0.5 oz. Beschreibung: LDPE-Tropfflasche Enthält: Dispensierspitze und Verschlüsse Anzahl pro Karton: 25 Anzahl pro Packung: 25 Typ: Tropfflasche Verschlussfarbe: Farblich sortiert Closure Included: Ja Verschlussgröße: 15 bis 415 mm Verschlusstyp: Tropfkontrollspitze Drop Size: 40 µl Zur Verwendung mit (Geräte): Nalgene Verschlüsse Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: Ja Unit Size: Case of 25

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0707
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	228739050
Transporttemperatur	Raumtemperatur

