



## Nalgene<sup>®</sup> Tropfflaschen aus LDPE

### Artikelbilder

---



## Beschreibung

---

Nalgene Tropfflaschen aus LDPE Thermo Scientific Nalgene\* LDPE-Tropfenflaschen gestatten es, auf praktische Weise einhändig zu arbeiten. Fassungsvermögen: 60 ml (2 oz.) Kapazität (metrisch): 60 ml Kapazität (angloamerikanisch): 2 oz. Anzahl pro Karton: 48 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Drop-Dispensing Bottle Zertifizierung/Konformität: USP Class VI; FDA - 21 CFR Closure Included: Yes Verschlussgröße: 20 mm Verschlussmaterial: Polypropylene Verschlusstyp: Spouted Cap Graduated: No Höhe (angloamerikanisch): 3.9 in. Öffnung: Narrow Form: Round Dispensierung durch den Verschluss: Yes Unit Size: Case of 48

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	CD-0610
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	228724113

