



Eppendorf® CryoStorageV, 1.0mL,sterile,10x96,e3crg

Artikelbilder



Beschreibung

Eppendorf CryoStorage Vial, sterile, 1,0 mL, frei von DNase, RNase, menschlicher DNA, Endotoxin; Außengewinde, mit grauen Deckeln versehen, mit 2D-SafeCode (DataMatrix/ECC200), linearem und Klartext-Code, 960 vials (10 Racks × 96 vials), einzeln verpackte Racks - Dreistufige Codierung für sichere Probenidentifizierung - Die ECC 200-Fehlerkorrekturfunktion ermöglicht eine sichere Code-Ablesung auch bei bis zu 30 % beschädigten Codes. - Temperaturbereich: -196 °C (Gasphase von LN2) bis +121 °C - Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen in Reinraumklasse VIII für höchste Probenreinheit - Für mehr Komfort beim Arbeiten bereits mit Deckel in Racks vorbereitet - Weitere Informationen zu den Vials für Dokumentationszwecke sind über die Eppendorf website verfügbar - Direkter Import in Eppendorf eLABInventory und die eLABJournal software für die bequeme Datenverarbeitung

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-2718
Hersteller (Marke)	Eppendorf

