



Thermo Scientific Lagerungsröhrchenschutz

Artikelbilder



Beschreibung

Lagerungsröhrchenschutz Schützen Sie Röhrchen in LN2-Behältern und verhindern Sie Explosionen mit dem Thermo Scientific Lagerungsröhrchenschutz. Beschreibung: CryoFlex Schlauch Typ: Tube Wrap Menge: 15/Pk., 300/Cs. Länge (metrisch): 500 mm Innendurchmesser (metrisch): 14 mm Unit Size: Case of 300

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	FE-0643
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
VGKL Nummer	2900343958

