



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Thermo Scientific Nunc™™ 2,0 ml- Universalröhrchen mit Innengewinde

190,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Nunc™ 2,0 ml-Universalröhrchen mit Innengewinde Thermo Scientific Nunc 2.0 ml-Universalröhren mit Innengewinde sind mit unkodierten 2D-Barcodes, ohne Barcode oder sowohl linear als auch mit 2D-Barcodes erhältlich, um allen Anforderungen gerecht zu werden. Jetzt erhältlich in einem Klappdeckelgestell mit Barcode. Beschreibung: Nunc barcoded latch rack Kapazität (metrisch): 2 ml (Röhrchen) Material: Kunststoff Typ: Gestell mit Schnappverschluss und Barcode Codierung: 2D Barcode, linear and human readable Farbe: Beige with Blue Latches Verpackung: 10 empty racks Anzahl pro Packung: 1 Anzahl pro Karton: 10 Zur Verwendung mit (Geräte): Kryobank Menge: 10 Unit Size: Case of 10

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	FE-0601
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
Transporttemperatur	Raumtemperatur

