



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Thermo Scientific Nunc™™ 2,0 ml- Universalröhrchen mit Innengewinde

782,40 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Nunc™ 2,0 ml-Universalröhrchen mit Innengewinde Thermo Scientific Nunc 2.0 ml-Universalröhren mit Innengewinde sind mit unkodierten 2D-Barcodes, ohne Barcode oder sowohl linear als auch mit 2D-Barcodes erhältlich, um allen Anforderungen gerecht zu werden. Jetzt erhältlich in einem Klappdeckelgestell mit Barcode. Verschlussfarbe: Natural
Beschreibung: Nunc Universal tubes with 2D code in barcoded latch rack Kapazität (metrisch): 2.0 mL Material: Kunststoff Sterilität: SAL 10sup-6/sup Typ: Universalröhrchen Codierung: 2D on Tube, 2D linear and human readable on rack Fläschchentyp: Internal Thread, Flat Bottom Verpackung: 10 racks of 48 tubes Anzahl pro Packung: 48 Anzahl pro Karton: 480 Zur Verwendung mit (Geräte): Kryogen Enthält: White patch and graduations Menge: 480 Unit Size: Case of 480

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	FE-0752
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
Transporttemperatur	Raumtemperatur

