



Thermo Scientific Nunc™™ 1,8 ml-Universalröhren mit Außengewinde

Artikelbilder



Beschreibung

Nunc™ 1,8 ml-Universalröhren mit Außengewinde Diese Universalröhren mit Außengewinde können Sie in großen Aufbewahrungssystemen verwenden oder in kleineren Systemen für die gewohnte Kryolagerung in Dewar-Gefäßen. Typ: Universalröhrchen mit Außengewinde Farbe: Naturfarben Beschreibung: Nunc Universal tubes without 2D code in barcoded latch rack Verschlussfarbe: Natural Kapazität (metrisch): 1.8 mL Bodenform: Flachboden Material: Kunststoff Gewindetyp: Außengewinde Zur Verwendung mit (Geräte): Kryobank Enthält: White patch and graduations Anzahl pro Karton: 480/Karton Anzahl pro Packung: 48 Stück/Packung Verpackung: 10 racks of 48 tubes Barcode: 2D, linear und für Menschen lesbar auf Gestell Unit Size: Case of 480

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	FE-0747
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

