



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657




## Thermo Scientific Oben offene Matrix Lagerröhrchen mit 2D-Barcode im 384-Format

**Preis auf  
Anfrage**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Oben offene Matrix Lagerröhrchen mit 2D-Barcode im 384-Format Maximieren Sie die Lagerungskapazität mit dem Lagerungsformat höherer Dichte mit 384 Röhrchen. Kapazität (angloamerikanisch): 0,0034 fl oz. Verpackungsmenge: 20 Karton (Racks zu 384 Röhrchen) Typ: Oben offen Typ: 2D Barcode Packungskonfiguration: 20 Racks von 384 Tuben / cs . Wellform: Flat Barcode: 2D BarCoded Produktlinie: Matrixtrade; Unit Size: Case of 7680

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	TA-0124
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
Transporttemperatur	Raumtemperatur

