



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Thermo Scientific Röhrchen mit linearem Barcode

1.800,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Röhrchen mit linearem Barcode Vereinfachen Sie die Nachverfolgung von Kryoröhrchen mithilfe linearer Barcodes, die direkt auf der Seite der Röhrchen aufgedruckt sind. Einhandbedienung: Ja Kapazität (angloamerikanisch): 0,06086 oz. Verschlusstyp: Schraubverschluss DNase-frei: Ja Verpackungsmenge: 50 Packungen, 1.800 Kartons Typ: Linearer Barcode Zertifizierung/Konformität: Nunc tubes are compliant with IATA for shipping. CE Marked for storage of diagnostic samples in the EU. Beschreibung: Nunc Barcoded (inkjet interleave 2 of 5) CryoTube Vial Autoklavierbar: Nicht autoklavierbar Gewindetyp: intern Länge (metrisch): 48. mm Anzahl pro Karton: 1800 Anzahl pro Packung: 50 RNase-frei: ja Barcode: Ja Produktlinie: Nunctrade; Unit Size: Case of 1800

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	FE-0700
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
Transporttemperatur	Raumtemperatur

