



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Thermo Scientific Röhrchen mit linearem Barcode

**1.800,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Röhrchen mit linearem Barcode Vereinfachen Sie die Nachverfolgung von Kryoröhrchen mithilfe linearer Barcodes, die direkt auf der Seite der Röhrchen aufgedruckt sind. Einhandbedienung: Yes Kapazität (angloamerikanisch): 1.8 mL Verschlussmaterial: Polypropylene Verschlussstyp: Screw Cap DNase-frei: Yes Verpackungsmenge: 1800/Cs. Typ: Linear Barcode Zertifizierung/Konformität: Nunc tubes are compliant with IATA for shipping. CE Marked for storage of diagnostic samples in the EU. Beschreibung: Nunc Barcoded (inkjet interleave 2 of 5) CryoTube Vial Gewindetyp: intern Anzahl pro Karton: 1800 Anzahl pro Packung: 50 RNase-frei: ja Barcode: Yes Produktlinie: Nunctrade; Unit Size: Case of 1800

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	FE-0699
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
Transporttemperatur	Raumtemperatur

