



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Brand® Küvette, 4 optische Fenster, makro,
nestnummern-sortiert, PS, Mindestfüllvolumen
2,5 ml**

71,73 € Ab
59,83 €
**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Einmal-Küvetten 4 optische Fenster, makro, PS oder UV-transparent, nestnummern-sortiert, Mindestfüllvolumen 2,5 ml. Für die Fluoreszenzspektroskopie geeignet. Die UV-Variante ist ab einer Wellenlänge von 230 nm einsetzbar und zeigt keine Autofluoreszenz. Qualitätsmerkmale: Optisch einwandfreier Durchstrahlungsbereich Herstellung unter kontrollierten Raumbedingungen und vollautomatische Verpackung Nach Nestnummern sortiert, um geringstmögliche Abweichungen der Extinktionswerte sicherzustellen Die UV-transparenten Küvetten ersetzen in vielen Bereichen empfindliche und teure Glas- bzw. Quarzglasküvetten

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-2093
Hersteller (Marke)	Brand
VGKL Nummer	104975035
Hersteller EAN	4033378488398
Transporttemperatur	Raumtemperatur

