



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Hellma Durchfluss-Halb-Mikro-Küvette 176.000-QS, SD 50mm, VOL 2250µl, Z.8,5mm

987,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Halb-Mikro-Küvette für Durchflussmessungen Typ 176.000-QS mit Zu- und Abfluss-Stutzen, für Absorptionsmessungen, Fenstermaterial High Performance Quarzglas (200 nm - 2500 nm), Volumen 2250 µl, Schichtdicke 50 mm, Zentrumshöhe 8,5 mm, Außenmaße 38,5 x 12,5 x 52,5 mm, Apertur 11 x 4 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KI-0610
Hersteller (Marke)	Hellma
Transporttemperatur	Raumtemperatur

