



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

## Hellma Durchfluss-Kompakt-Küvette 170.700- QS, SD 0,1mm, VOL 6,2µl

**812,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images

---

## Beschreibung

---

Kompakt-Küvette für Durchflussmessungen Typ 170.700-QS mit 2 Schraubanschlüssen M 6 x 1 und FEP-Schläuchen (Außen-Ø 1,9 mm, Innen-Ø 1,1 mm, 500 mm lang), für Absorptionsmessungen, mit Bybass, Fenstermaterial High Performance Quarzglas (200 nm - 2500 nm), Volumen 6,2 µl, Schichtdicke 0,1 mm, Zentrumshöhe 8,5 - 15 mm, Außenmaße 35 x 12,5 x 12,5 mm, Apertur 17,5 x 3,5 mm

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	KI-0600
Hersteller (Marke)	Hellma
Transporttemperatur	Nasseis

