



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

## Hellma Durchfluss-Kompakt-Küvette 176.700- QS, SD 10mm, VOL 390µl, Z.8,5mm

**494,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images

---

## Beschreibung

---

Kompakt-Küvette für Durchflussmessungen Typ 176.700-QS mit 2 Schraubanschlüssen M 6 x 1 und FEP-Schläuchen (Außen-Ø 1,9 mm, Innen-Ø 1,1 mm, 500 mm lang), für Absorptionsmessungen, Fenstermaterial High Performance Quarzglas (200 nm - 2500 nm), Volumen 390 µl, Schichtdicke 10 mm, Zentrumshöhe 8,5 mm, Außenmaße 35 x 12,5 x 12,5 mm, Apertur 11 x 3,5 mm

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	KI-0713
Hersteller (Marke)	Hellma
Transporttemperatur	Nasseis

