



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Hellma Durchfluss-Kompakt-Küvette 176.700- QS, SD 50mm, VOL 1950 μ l, Z.15mm

1.246,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Kompakt-Küvette für Durchflussmessungen Typ 176.700-QS mit 2 Schraubanschlüssen M 6 x 1 und FEP-Schläuchen (Außen-Ø 1,9 mm, Innen-Ø 1,1 mm, 500 mm lang), für Absorptionsmessungen, Fenstermaterial High Performance Quarzglas (200 nm - 2500 nm), Volumen 1950 µl, Schichtdicke 50 mm, Zentrumshöhe 15 mm, Außenmaße 35 x 12,5 x 52,5 mm, Apertur 11 x 3,5 mm

Zusätzliche Informationen

| | |
|---------------------|---------|
| Art.-Nr. | KI-0712 |
| Hersteller (Marke) | Hellma |
| Transporttemperatur | Nasseis |

