



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Hellma Durchfluss-Kompakt-Küvette 176.751- QS, SD 3x3mm, VOL 100µl, Z.8,5mm

807,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Kompakt-Küvette für Durchflussmessungen Typ 176.751-QS mit 2 Schraubanschlüssen M 6 x 1 und FEP-Schläuchen (Außen-Ø 1,9 mm, Innen-Ø 1,1 mm, 500 mm lang), für Fluoreszenzmessungen, Anzahl der Fenster 3, Fenstermaterial High Performance Quarzglas (200 nm - 2500 nm), Volumen 100 µl, Schichtdicke 3 x 3 mm, Zentrumshöhe 8,5 mm, Außenmaße 35 x 12,5 x 12,5 mm, Apertur 11 x 3 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KI-0618
Hersteller (Marke)	Hellma
Transporttemperatur	Nasseis

