



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Hellma Durchfluss-Makro-Küvette 170-QS SD 2mm, VOL 240µl

556,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Makro-Küvette für Durchflussmessungen Typ 170-QS mit Zu- und Abfluss-Stutzen, für Absorptionsmessungen, Fenstermaterial High Performance Quarzglas (200 nm - 2500 nm), Volumen 240 µl, Schichtdicke 2 mm, Zentrumshöhe 8,5 - 15 mm, Außenmaße 35 x 12,5 x 12,5 mm, Apertur 17,5 x 6,5 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KI-0599
Hersteller (Marke)	Hellma
Transporttemperatur	Raumtemperatur

