



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Hellma Durchfluss-Makro-Küvette 175.000-OS, SD 10mm, VOL 750µl, Z.15mm

426,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Makro-Küvette für Durchflussmessungen Typ 175.000-QS mit Zu- und Abfluss-Stutzen, für Absorptionsmessungen, Fenstermaterial High Performance Quarzglas (200 nm - 2500 nm), Volumen 750 µl, Schichtdicke 10 mm, Zentrumshöhe 15 mm, Außenmaße 45 x 12,5 x 12,5 mm, Apertur 11 x 6,5 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KI-0606
Hersteller (Marke)	Hellma
Transporttemperatur	Raumtemperatur

