



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Hellma Dye-Laser-Küvette 111.070-QS SD 10mm, VOL 3500µl

364,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Dye-Laser-Makro-Küvette Typ 111.070-QS mit PTFE-Stopfen, Fenstermaterial High Performance Quarzglas (200 nm - 2500 nm), Anzahl der Fenster 4, Volumen 3500 µl, Schichtdicke 10 x 10 mm, Außenmaße 46 mm x 12,5 mm x 12,5 mm, Innenbreite 10 x 10 mm, Bodendicke 1,25 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KI-0545
Hersteller (Marke)	Hellma
Transporttemperatur	Raumtemperatur

