



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Hellma Groß-Küvette 740.000-OG SD 34,5mm, VOL 100000µl

137,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Groß-Küvette Typ 740.000-OG, Fenstermaterial Optisches Glas (360 nm - 2500 nm), Volumen 100000 µl, Schichtdicke 34,5 ± 0,2 mm, Außenmaße 100 x 50 x 39,5 mm, Innenmaße 97 x 44 x 34,5 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KI-0706
Hersteller (Marke)	Hellma
Transporttemperatur	Raumtemperatur

