



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Hellma Halb-Mikro-Küvette 119.004-QS SD 10mm, VOL 1500µl

288,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Halb-Mikro-Küvette Typ 119.004-QS mit Stopfen aus PTFE und 1 Magnetrührstäbchen, für Absorptionsmessungen, Fenstermaterial High Performance Quarzglas (200 nm - 2500 nm), Volumen 1500 µl, Schichtdicke 10 mm, Außenmaße 49,5 x 12,5 x 12,5 mm, Innenbreite 4 mm, Bodendicke 5 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KI-0567
Hersteller (Marke)	Hellma
Transporttemperatur	Raumtemperatur

