



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Hellma Makro-Küvette 117.200F-QS SD 10x10mm, VOL 3500µl

398,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Verschließbare Makro-Küvette Typ 117.200F-QS mit ISO-Gewinde GL 14 und geschlossener Schraubkappe mit Silikon-Dichtung, für Fluoreszenzmessungen, Fenstermaterial High Performance Quarzglas (200 nm - 2500 nm), Volumen 3500 µl, Schichtdicke 10 x 10 mm, Außenmaße 56 x 12,5 x 12,5 mm, Innenbreite 10 mm, Bodendicke 1,25 mm

Zusätzliche Informationen

| | |
|---------------------|----------------|
| Art.-Nr. | KI-0564 |
| Hersteller (Marke) | Hellma |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |

