



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Hellma Makro-Küvette 404.000-QX SD 2mm, VOL 1400µl

426,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Makro-Küvette Typ 404.000-QX mit 2 Stopfen aus PTFE für Absorptionsmessungen, Fenstermaterial Extended Range Quarzglas (200 nm - 3500 nm), Volumen 1400 µl, Schichtdicke 2 mm, Außenmaße 47,5 x 23,6 x 7,5 mm, Innenbreite 18,5 mm, Bodendicke 2,5 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KI-0655
Hersteller (Marke)	Hellma
Transporttemperatur	Raumtemperatur

