



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Hellma Ultra-Mikro-Küvette 105.200-QS SD 10mm, VOL 160µl, Z.15mm

376,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Ultra-Mikro-Küvette Typ 105.200-QS mit Stopfen aus PE für Absorptionsmessungen, Fenstermaterial High Performance Quarzglas (200 nm - 2500 nm), Volumen 160 µl, Schichtdicke 10 mm, Zentrumshöhe 15 mm, Außenmaße 45 x 12,5 x 12,5 mm, Apertur 8 x 2 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KI-0486
Hersteller (Marke)	Hellma
Transporttemperatur	Raumtemperatur

