



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Hellma Zylinder-Makro-Küvette 121.000-QS, SD 1mm, VOL 280µl

477,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Zylinder-Küvette Typ 121.000-QS mit 2 Hülsenschliffen mit Stopfen aus PTFE, für Absorptionsmessungen, Fenstermaterial High Performance Quarzglas (200 nm - 2500 nm), Volumen 280 µl, Schichtdicke 1 mm, Außendurchmesser 22 mm, Innendurchmesser 13 mm, Äußere Tiefe 20 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KI-0586
Hersteller (Marke)	Hellma
Transporttemperatur	Raumtemperatur

