



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Hellma Flüssigfilter-Set 667-UV100H

1.091,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Flüssigfilter-Set Typ 667-UV100H zur Überprüfung von Streulicht nach USP 857, Filter-Set bestehend aus 2 Flüssigfiltern: Kaliumchlorid in Reinstwasser mit Schichtdicke 10 mm (UVI) und Referenzfilter Kaliumchlorid in Reinstwasser mit Schichtdicke 5 mm (UVIH), zertifiziert bei Wellenlänge: 200 nm (Cut-off), in hochwertiger Aufbewahrungsbox mit DAkKS-Kalibrierschein Achtung: Artikel bis 30.06.2022 verfügbar. Weitere Informationen folgen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KI-0352
Hersteller (Marke)	Hellma
Transporttemperatur	Raumtemperatur

