



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Hellma Glasfilter-Set 666-S300

1.150,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Glasfilter-Set Typ 666-S300 zur Überprüfung der fotometrischen Genauigkeit bestehend aus 3 Neutralglas-Filtern (F390, F301, F303) mit den Absorptionen: 0,04 / 2,5 / 3,0, zertifiziert bei den Wellenlängen: 440; 465; 546,1; 590; 635 nm, in hochwertiger Aufbewahrungsbox mit DAkKS-Kalibrierschein Achtung: Artikel bis 30.06.2022 verfügbar. Weitere Informationen folgen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KI-0316
Hersteller (Marke)	Hellma
Transporttemperatur	Raumtemperatur

