



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Hellma Neutral-Glasfilter 666-F201 (0,3 Abs)

410,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Neutral-Glasfilter Typ 666- F201 zur Überprüfung der fotometrischen Genauigkeit (0,3 Abs) zertifiziert bei den Wellenlängen: 440; 465; 546.1; 590; 635 nm, in hochwertiger Aufbewahrungsbox mit DAkkS-Kalibrierschein Achtung: Artikel bis 30.06.2022 verfügbar. Weitere Informationen folgen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KI-0677
Hersteller (Marke)	Hellma
Transporttemperatur	Raumtemperatur

