



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Hellma Neutral-Glasfilter 666-F4 (1,0 Abs)

410,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Glasfilter Typ 666-F4 zur Überprüfung der fotometrischen Genauigkeit (1,0 Abs) zertifiziert bei den Wellenlängen: 440; 465; 546,1; 590; 635nm, in hochwertiger Aufbewahrungsbox mit DAkks-Kalibrierschein Achtung: Artikel bis 30.06.2022 verfügbar. Weitere Informationen folgen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KI-0686
Hersteller (Marke)	Hellma
Transporttemperatur	Raumtemperatur

