



Thermo Scientific 96-Well Microtiter Microplates

Artikelbilder



Beschreibung

96-Well Microtiter Microplates Verwenden Sie diese 96-Well-Mikrotiterplatten für Mikrovolumen-Anwendungen wie z. B. Speicherung, Probe- oder Reagenzübertragung, serielle Verdünnung, Hämagglutination, Bluttypisierung und Komplementfixierung. Boden: V Format: Standard Deckel: Ohne Deckel Array: 8 x 12 Verpackung: 50 Kartons, 10 Pkg. Produktlinie: Microtitertrade; Produkttyp: Mikrotiterplatte Volumen (metrisch) Well: 280 µl Anzahl Wells: 96 Oberflächenbehandlung: Unbehandelt Anzahl pro Karton: 50 Anzahl pro Packung: 10 Unit Size: Case of,50

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	FE-0471
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
VGKL Nummer	2900002605

