



## Thermo Scientific ABgene Plattenabdeckungen

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

ABgene Plattenabdeckungen Abdeckungen für 96-Well-Platten aus Polystyrol oder Polypropylen mit oder ohne Rippen zum einfachen Stapeln Zur Verwendung mit: Für alle 384-Well Platten Typ: Plattenabdeckung Anzahl Wells: 96 Enthält: Mit Stapelrippen Anzahl pro Karton: 50 Plate Compatibility: 384-Well-Platte Unit Size: Case of 50

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	AG-0014
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

