



Thermo Scientific Matrix Deepwell-Lagerungsblöcke

Artikelbilder

Beschreibung

Matrix Deepwell-Lagerungsblöcke Bei der Erstellung von Präparatebibliotheken mithilfe automatisierter Geräte für die Handhabung von Flüssigkeiten eignen sich Thermo Scientific™ Matrix™ Deepwell Lagerungsblöcke als Mutterplatten. Boden: U
Zertifizierung/Konformität: Certified RNase and DNase Free. ANSI Compliant. Verpackung: 40 Packungen, 40 Kartons Produkttyp:
DeepWell Lagerblock Volumen (metrisch) Well: 1200 µl Anzahl Wells: 96 Wellform: Rund Anzahl pro Karton: 40 Anzahl pro Packung:
40 Kennzeichnung: For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Unit Size: Case of 40

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TA-0146
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

