



## Thermo Scientific Matrix Deepwell-Lagerungsblöcke

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

Matrix Deepwell-Lagerungsblöcke Bei der Erstellung von Präparatebibliotheken mithilfe automatisierter Geräte für die Handhabung von Flüssigkeiten eignen sich Thermo Scientific™ Matrix™ Deepwell Lagerungsblöcke als Mutterplatten. Boden: V Format: Standard Beschreibung: Aus Polypropylen, chemikalienbeständig Array: 16 x 24 Verpackung: 80 Packungen, 80 Kartons Produkttyp: DeepWell Lagerblock Volumen (metrisch) Well: 240 µl Anzahl Wells: 384 Wellform: Quadratisch Anzahl pro Karton: 80 Anzahl pro Packung: 80 Unit Size: Case of 80

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	TA-0169
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

