



Thermo Scientific Nunc™ NucleoLink/TopYield Rahmen

Artikelbilder



Beschreibung

Nunc NucleoLink/TopYield Rahmen Das einzigartige Design dieser Rahmen eignet sich ideal für Flüssigphasen-PCR, Immuno-PCR- und Hybridisierungs-Assays und bietet eine fehlerfreie Flexibilität, genaue Ablesung und effizientes Waschen. Boden: V Format: Standard Deckel: Without Lid Beschreibung: Nunc NucleoLink/TopYield Rahmen Array: 8 x 12 Verpackung: 72 Kartons Produkttyp: Rahmen Material: ABS-Kunststoff Anzahl Wells: 96 Wellform: V-förmig Zur Verwendung mit (Anwendung): Flüssigphase-PCR oder Immuno-PCR Max. Wärmebeständigkeit: 90 °C Anzahl pro Karton: 72 Anzahl pro Packung: 6 Plattenkompatibilität: 96-Well-Platten Menge: 72 Länge (metrisch): 128 mm Breite (metrisch): 86 mm Unit Size: Case of 72

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	FE-0425
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

