



Thermo Scientific Nunc™™ MicroWell™ MiniTrays

Artikelbilder

Beschreibung

Nunc™ MicroWell™ MiniTrays Mehr Platz in den Gefriergeräten und Inkubatoren mit Nunc MicroWell MiniTrays, die dank ihrer optischen Durchlässigkeit mit Inversionsmikroskopen verwendet werden können. Verschluss inklusive: ja Verschlussmaterial: Polystyrene Beschreibung: MicroWell MiniTray Form: Rechteckig Oberflächenbehandlung: Nunclon Delta Typ: Cell Culture Dish Wellanzahl: 60 Enthält: Lid Anzahl pro Karton: 480 Anzahl pro Packung: 120 Höhe (metrisch): 59 mm Unit Size: Case of 480

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	FE-0829
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
VGKL Nummer	2900452256

