



## Thermo Scientific Nunc™™ MicroWell™™ MiniTrays

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

Nunc™ MicroWell™ MiniTrays Mehr Platz in den Gefriergeräten und Inkubatoren mit Nunc MicroWell MiniTrays, die dank ihrer optischen Durchlässigkeit mit Inversionsmikroskopen verwendet werden können. Verschluss inklusive: ja Verschlussmaterial: Polystyrene Beschreibung: MicroWell MiniTray for serological applications Form: Rechteckig Oberflächenbehandlung: Zellkulturbehandelt Typ: Cell Culture Dish Wellanzahl: 72 Zur Verwendung mit (Anwendung): For serological applications Enthält: Lid Anzahl pro Karton: 100 Anzahl pro Packung: 10 Höhe (metrisch): 59 mm Unit Size: Case of 100

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	FE-0805
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
VGKL Nummer	2900438733

