



Thermo Scientific Transparente Immuno Standardmodule

Artikelbilder

Beschreibung

Transparente Immuno Standardmodule Für Anwendungen, die Well-zu-Well-Reproduzierbarkeit erfordern, dienen die transparenten Immuno Standardmodule. Hergestellt für Standardausrüstung. BreakApart: Breakable Strips Bindungseigenschaft: Hydrophil Boden: U Zertifizierung/Konformität: Zertifiziert für die Adsorption von IgG, CV von It;5 % zwischen Wells Format: Streifenplatte Nachweisverfahren: Kolorimetrisch Verpackung: 320 Kartons Binding Type: Adsorption Produkttyp: Mikrotiterplattenstreifen Anzahl Wells: 16 Oberflächenbehandlung: Hydrophil Wellform: Rund Anzahl pro Karton: 320 Anzahl pro Packung: 80 Plattenblockierung: Keine Zielmolekül: Antibodies (Glycoproteins) Wellformat: U16 Unit Size: Case of 320

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	FE-0853
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
VGKL Nummer	2900469264

