



Nalgene® 1 Liter-Superspeed-Zentrifugenflaschen, Polycarbonat, mit

Artikelbilder



16

Beschreibung

Nalgene™ 1 Liter-Superspeed-Zentrifugenflaschen, Polycarbonat, mit Dichtungsverschluss Steigern Sie die Produktivität und Pelletgewinnung bei Trennungsanwendungen mit hohen Geschwindigkeiten und großen Volumina mit den Nalgene 1 Liter-Superspeed-Zentrifugenflaschen. Kapazität (metrisch): 1000mL Kapazität (angloamerikanisch): 33,81 oz. Farbe: Durchsichtiger Körper, blauer Verschluss, blauer O-Ring Enthält: 3-teilige Dichtungskappeneinheit, Polypropylen-Stopfen, Verschluss und blauer Silikon-O-Ring Anzahl pro Karton: 6 Anzahl pro Packung: 6 Typ: Zentrifugenflasche Zertifizierung/Konformität: USP Klasse VI, nicht zytotoxisch Closure Included: Ja Autoklavierbar: Autoklavierbar Verschlussmaterial: Polypropylen, HIPS, PP-glasgefüllt, Silikon Verschlusstyp: Dichtungsverschluss Graduated: Ja Max. Kraft: 15.810 × g Form: Rund Unit Size: Case of 6

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0973
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	108731406

