



Nalgene[®] 2 Liter-PPCO-Bioflasche mit Dichtungsverschluss

Artikelbilder

Beschreibung

Nalgene™ 2 Liter-PPCO-Bioflasche mit Dichtungsverschluss Die Thermo Scientific™ Nalgene™ 2 Liter-Bioflasche ist die ideale Lösung für die Trennung hochvolumiger Zellernten, da sie in einem einzigen Durchlauf die Verarbeitung von Zellernten bis zu 12 Litern ermöglicht. Kapazität (angloamerikanisch): 67,62 oz. Farbe: Durchscheinend Beschreibung: 2 Liter PPCO Bio-Flasche mit PP-Dichtungsverschluss, steril Material: Polypropylen-Copolymer (PPCO) Anzahl pro Karton: 24 Anzahl pro Packung: 24 Farbe des Schraubverschlusses: Weiß Typ: Bioflasche Zertifizierung/Konformität: Erfüllt US-Standard USP VI, nicht zytotoxisch, nicht hämolytisch Closure Included: Ja Verschlussmaterial: Polypropylen, Silikon Verschlusstyp: Dichtungsverschluss Graduated: Ja Max. Kraft: 7333 x G Öffnung: Weit Form: Konisch Dispensierung durch den Verschluss: Nein Unit Size: Case of 24

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------|-----------|
| Art.-Nr. | CD-0828 |
| Hersteller (Marke) | Nalgene |
| VGKL Nummer | 108731207 |

